

— ABLYBIO, Help Your Research



# Mesothelin (YD20589) Rabbit mAb

货号: **AYD14260**

## 产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	69kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cell membrane, Golgi apparatus, Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Membrane-anchored forms may play a role in cellular adhesion
基因ID	56047

基因名	Msln
Swiss	Q61468 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q61468/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q61468/entry</a> )
别名	Mesothelin (YD20589), Mesothelin (YD20589) Rabbit mAb, Msln, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, Mes, Mpf

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)