

# Syntaxin 1B (YD20535) Rabbit mAb

货号: **AYD14266**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	33kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,DU145,SKOV3,A-549,Mouse heart,Mouse testis,Rat liver,Rat heart,Rat testis
细胞定位	Membrane
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The product of this gene belongs to the syntaxin/epimorphin family of proteins. The syntaxins are a large protein family implicated in the targeting and fusion of intracellular transport vesicles. The product of this gene regulates epithelial-mesenchymal interactions and epithelial cell morphogenesis and activation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
基因ID	2054
基因名	STX2
Swiss	P32856

别名	Syntaxin 1B (YD20535)
----	-----------------------

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)