

# CCL4 (YD20531) Rabbit mAb

货号: **AYD14267**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	10kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat lung,Rat spleen
细胞定位	Secreted
纯化	

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a mitogen-inducible monokine and is one of the major HIV-suppressive factors produced by CD8+ T-cells. The encoded protein is secreted and has chemokinetic and inflammatory functions.
基因ID	388372
基因名	CCL4
Swiss	P13236
别名	CCL4 (YD20531)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)