

— ABLYBIO, Help Your Research



Lipoprotein a (YD20426) Rabbit mAb

货号: **AYD14286**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	227kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Apo(a) is the main constituent of lipoprotein(a) (Lp(a)). It has serine proteinase activity and is able of autoprolysis. Inhibits tissue-type plasminogen activator 1. Lp(a) may be a ligand for megalin/Gp 330
基因ID	4018

基因名	LPA
Swiss	P08519 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P08519/entry)
别名	Lipoprotein a (YD20426),Lipoprotein a (YD20426) Rabbit mAb,LPA

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)