

DDAH1 (YD20341) Rabbit mAb

货号: **AYD14296**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	31kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW480,22Rv1,HT-29,293T,SGC-7901,Mouse brain,Mouse kidney,Rat brain
细胞定位	
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH) gene family. The encoded enzyme plays a role in nitric oxide generation by regulating cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity.
基因ID	23576
基因名	DDAH1
Swiss	O94760
别名	DDAH1 (YD20341)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn