

— ABLYBIO, Help Your Research



# DDAH1 (YD20341) Rabbit mAb

货号: **AYD14296**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC IP
推荐浓度	
理论分子量	31kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW480,22Rv1,HT-29,293T,SGC-7901,Mouse brain,Mouse kidney,Rat brain
细胞定位	
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene belongs to the dimethylarginine dimethylaminohydrolase (DDAH) gene family. The encoded enzyme plays a role in nitric oxide generation by regulating cellular concentrations of methylarginines, which in turn inhibit nitric oxide synthase activity.
------	---

基因ID	23576
基因名	DDAH1
Swiss	O94760 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/O94760/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/O94760/entry</a> )
别名	DDAH1 (YD20341),DDAH1 (YD20341) Rabbit mAb,DDAH1,DDAHI,Dimethylargininase-1,DDAH

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)