

# RBMX2 (YD20326) Rabbit mAb

货号: **AYD14299**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	37kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	

## 抗原信息



抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Involved in pre-mRNA splicing as component of the activated spliceosome. As a component of the minor spliceosome, involved in the splicing of U12-type introns in pre-mRNAs (Probable)
基因ID	51634
基因名	RBMX2
Swiss	Q9Y388
别名	RBMX2 (YD20326)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)