

— ABLYBIO, Help Your Research



PDK2 (YD11952) Rabbit mAb

货号: **AYD14302**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	46kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,Mouse brain,Mouse heart,Rat heart
细胞定位	Mitochondrion matrix
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the pyruvate dehydrogenase kinase family. The encoded protein phosphorylates pyruvate dehydrogenase, down-regulating the activity of the mitochondrial pyruvate dehydrogenase complex. Overexpression of this gene may play a role in both cancer and diabetes. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
------	--

基因ID	5164
基因名	PDK2
Swiss	Q15119 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q15119/entry)
别名	PDK2 (YD11952),PDK2 (YD11952) Rabbit mAb,PDK2,Pyruvate dehydrogenase kinase isoform 2,PDHK2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)