

— ABLYBIO, Help Your Research



POC5 (YD20259) Rabbit mAb

货号: **AYD14317**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	63kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome, centriole
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Essential for the assembly of the distal half of centrioles, required for centriole elongation (PubMed:19349582, PubMed:32946374). Acts as a negative regulator of centriole elongation (PubMed:37934472)
基因ID	134359

基因名	POC5
Swiss	Q8NA72 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8NA72/entry)
别名	POC5 (YD20259),POC5 (YD20259) Rabbit mAb,POC5,Protein of centriole 5,C5orf37

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)