

# POC5 (YD20259) Rabbit mAb

货号: **AYD14317**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	63kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome, centriole
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Essential for the assembly of the distal half of centrioles, required for centriole elongation (PubMed:19349582, PubMed:32946374). Acts as a negative regulator of centriole elongation (PubMed:37934472)
基因ID	134359
基因名	POC5
Swiss	Q8NA72
别名	POC5 (YD20259)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)