

# TNFAIP8 (YD11433) Rabbit mAb

货号: **AYD14318**

## 产品信息

|       |   |
|-------|---|
| 反应    | Human   |
| 宿主    | Rabbit  |
| 克隆性   | Monoclonal  |
| 预测反应  |   |
| 应用    | WB IP   |
| 推荐浓度  |   |
| 理论分子量 | 23kDa   |
| 实测分子量 |   |
| 形式    | Liquid  |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated  |
| 阳性对照  |   |
| 细胞定位  | Cytoplasm   |
| 纯化    |   |

## 抗原信息



|      |  |
|------|--|
| 抗原信息 |  |
|------|--|

## 靶点信息

|       |   |
|-------|---|
| 研究背景  | Acts as a negative mediator of apoptosis and may play a role in tumor progression. Suppresses the TNF-mediated apoptosis by inhibiting caspase-8 activity but not the processing of procaspase-8, subsequently resulting in inhibition of BID cleavage and caspase-3 activation |
| 基因ID  | 25816   |
| 基因名   | TNFAIP8   |
| Swiss | O95379  |
| 别名    | TNFAIP8 (YD11433)   |

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)