

PIK3R4 (YD20223) Rabbit mAb

货号: **AYD14324**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	153kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,Mouse thymus,Rat lung
细胞定位	Late endosome, Cytoplasmic vesicle, autophagosome, Membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Regulatory subunit of the PI3K complex that mediates formation of phosphatidylinositol 3-phosphate; different complex forms are believed to play a role in multiple membrane trafficking pathways: PI3KC3-C1 is involved in initiation of autophagosomes and PI3KC3-C2 in maturation of autophagosomes and endocytosis. Involved in regulation of degradative endocytic trafficking and cytokinesis, probably in the context of PI3KC3-C2.
基因ID	30849
基因名	PIK3R4
Swiss	Q99570

别名	PIK3R4 (YD20223)
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn