

— ABLYBIO, Help Your Research



Syntaxin 3 (YD20207) Rabbit mAb

货号: **AYD14337**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	[Isoform A]: Apical cell membrane, Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	6809

基因名	STX3
Swiss	Q13277 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13277/entry)
别名	Syntaxin 3 (YD20207), Syntaxin 3 (YD20207) Rabbit mAb, STX3, STX3A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)