

— ABLYBIO, Help Your Research



# KLHL6 (YD20192) Rabbit mAb

货号: **AYD14343**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	70kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Involved in B-lymphocyte antigen receptor signaling and germinal center formation
基因ID	89857

基因名	KLHL6
Swiss	Q8WZ60 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WZ60/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q8WZ60/entry</a> )
别名	KLHL6 (YD20192),KLHL6 (YD20192) Rabbit mAb,KLHL6

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)