

DDDDK tag (YD18113) Rabbit mAb

货号: **AYD14351**

产品信息

反应	Transfected
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	
基因ID	
基因名	
Swiss	
别名	DDDDK tag (YD18113)

产品验证

Multi-Tag Pro

kDa

250 -

199 -

50 -

37 -

25 -

20 -



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn