

— ABLYBIO, Help Your Research



# CCL28 (YD20141) Rabbit mAb

货号: **AYD14352**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	14kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA, 50% glycerol, pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Chemotactic activity for resting CD4, CD8 T-cells and eosinophils. Binds to CCR3 and CCR10 and induces calcium mobilization in a dose-dependent manner
基因ID	56477

基因名	CCL28
Swiss	Q9NRJ3 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NRJ3/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9NRJ3/entry</a> )
别名	CCL28 (YD20141),CCL28 (YD20141) Rabbit mAb,CCL28,Mucosae-associated epithelial chemokine,Protein CCK1,Small-inducible cytokine A28,SCYA28

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)