

— ABLYBIO, Help Your Research



Carbonic Anhydrase XIV (YD20113) Rabbit mAb

货号: **AYD14363**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	38kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Reversible hydration of carbon dioxide
基因ID	23632

基因名	CA14
Swiss	Q9ULX7 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9ULX7/entry)
别名	Carbonic Anhydrase XIV (YD20113),Carbonic Anhydrase XIV (YD20113) Rabbit mAb,CA14,Carbonate dehydratase XIV,Carbonic anhydrase XIV

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)