

— ABLYBIO, Help Your Research



# Mammaglobin A (YD20105) Rabbit mAb

货号: **AYD14367**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	10kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in androgen receptor signaling pathway. Predicted to be located in extracellular region. Predicted to be active in extracellular space.
------	--

基因ID	4250
基因名	SCGB2A2
Swiss	Q13296 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13296/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q13296/entry</a> )
别名	Mammaglobin A (YD20105),Mammaglobin A (YD20105) Rabbit mAb,SCGB2A2,Mammaglobin-1,Secretoglobulin family 2A member 2,MGB1,UGB2

## 产品验证



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)