

# Mammaglobin A (YD20105) Rabbit mAb

货号: **AYD14367**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	10kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BT-474
细胞定位	Secreted
纯化	

## 抗原信息


抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in androgen receptor signaling pathway. Predicted to be located in extracellular region. Predicted to be active in extracellular space.
基因ID	4250
基因名	SCGB2A2
Swiss	Q13296
别名	Mammaglobin A (YD20105)

## 产品验证

---



## 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)