

MYH6/7 (YD19907) Rabbit mAb

货号: **AYD14414**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	224kDa/223kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Cytoplasm, myofibril, sarcomere
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Muscle contraction Myosins are actin-based motor molecules with ATPase activity essential for muscle contraction. Forms regular bipolar thick filaments that, together with actin thin filaments, constitute the fundamental contractile unit of skeletal and cardiac muscle
基因ID	4624, 4625
基因名	MYH6, MYH7
Swiss	P13533, P12883
别名	MYH6/7 (YD19907)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn