

Pirh2 (YD11887) Rabbit mAb

货号: **AYD14422**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HCT116
细胞定位	Nucleus, Nucleus speckle, Cytoplasm
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene has ubiquitin ligase activity. It mediates E3-dependent ubiquitination and proteasomal degradation of target proteins, including tumor protein 53, histone deacetylase 1, and cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, thus regulating their levels and cell cycle progression. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
基因ID	25898
基因名	RCHY1
Swiss	Q96PM5

别名	Pirh2 (YD11887)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn