

Glypican 1 (YD19874) Rabbit mAb

货号: **AYD14427**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	62kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NIH/3T3,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane, Endosome, Secreted, extracellular space
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Cell surface heparan sulfate proteoglycans are composed of a membrane-associated protein core substituted with a variable number of heparan sulfate chains. Members of the glypican-related integral membrane proteoglycan family (GRIPS) contain a core protein anchored to the cytoplasmic membrane via a glycosyl phosphatidylinositol linkage. These proteins may play a role in the control of cell division and growth regulation.
基因ID	2817
基因名	GPC1
Swiss	P35052

别名	Glypican 1 (YD19874)
----	----------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn