

— ABLYBIO, Help Your Research



Jagged1 (YD19801) Rabbit mAb

货号: **AYD14439**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	134kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,Mouse heart
细胞定位	Membrane, Cell membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The jagged 1 protein encoded by JAG1 is the human homolog of the Drosophila jagged protein. Human jagged 1 is the ligand for the receptor notch 1, the latter a human homolog of the Drosophila jagged receptor notch. Mutations that alter the jagged 1 protein cause Alagille syndrome. Jagged 1 signalling through notch 1 has also been shown to play a role in hematopoiesis.
------	--

基因ID	182
基因名	JAG1
Swiss	P78504 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P78504/entry)
别名	Jagged1 (YD19801), Jagged1 (YD19801) Rabbit mAb, JAG1, JAGL1

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)