

— ABLYBIO, Help Your Research



RASSF2 (YD12747) Rabbit mAb

货号: **AYD14442**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 38kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | Mouse lung,Rat lung |
| 细胞定位 | Nucleus, Cytoplasm, Chromosome, centromere, kinetochore |
| 纯化 | 亲和纯化 |

抗原信息


| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|

靶点信息

| | |
|------|---|
| 研究背景 | This gene encodes a protein that contains a Ras association domain. Similar to its cattle and sheep counterparts, this gene is located near the prion gene. Two alternatively spliced transcripts encoding the same isoform have been reported. |
|------|---|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | 9770 |
| 基因名 | RASSF2 |
| Swiss | P50749 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P50749/entry) |
| 别名 | RASSF2 (YD12747),RASSF2 (YD12747) Rabbit mAb,RASSF2,CENP-34,KIAA0168 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)