

BubR1 (YD19711) Rabbit mAb

货号: **AYD14463**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	120kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,HeLa,Jurkat,HT-29,A-549,COS-7,MCF7,DU145
细胞定位	Cytoplasm, Nucleus, Chromosome, centromere, kinetochore, cytoskeleton, microtubule organizing center, centrosome
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a kinase involved in spindle checkpoint function. The protein has been localized to the kinetochore and plays a role in the inhibition of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C), delaying the onset of anaphase and ensuring proper chromosome segregation. Impaired spindle checkpoint function has been found in many forms of cancer.
基因ID	701
基因名	BUB1B
Swiss	O60566

别名	BubR1 (YD19711)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn