

— ABLYBIO, Help Your Research



CRMP3 (YD13138) Rabbit mAb

货号: **AYD14501**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	62kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Necessary for signaling by class 3 semaphorins and subsequent remodeling of the cytoskeleton. Plays a role in axon guidance, neuronal growth cone collapse and cell migration (By similarity).
------	--

基因ID	10570
基因名	DPYSL4
Swiss	O14531 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O14531/entry)
别名	CRMP3 (YD13138),CRMP3 (YD13138) Rabbit mAb,DPYSL4,Collapsin response mediator protein 3,UNC33-like phosphoprotein 4,CRMP3,ULIP4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)