

SPARC (YD19422) Rabbit mAb

货号: **AYD14503**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB FC IP
推荐浓度	
理论分子量	35kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A375
细胞定位	Secreted, extracellular space, extracellular matrix, basement membrane
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a cysteine-rich acidic matrix-associated protein. The encoded protein is required for the collagen in bone to become calcified but is also involved in extracellular matrix synthesis and promotion of changes to cell shape. The gene product has been associated with tumor suppression but has also been correlated with metastasis based on changes to cell shape which can promote tumor cell invasion. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	6678
基因名	SPARC
Swiss	P09486

别名	SPARC (YD19422)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn