

Hex (YD12595) Rabbit mAb

货号: **AYD14512**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC-P: 1:100 - 1:200 IP: 1:20 - 1:50
理论分子量	30kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Nucleus, nuclear body, Cytoplasm
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the homeobox family of transcription factors, many of which are involved in developmental processes. Expression in specific hematopoietic lineages suggests that this protein may play a role in hematopoietic differentiation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
基因ID	3087
基因名	HHEX
Swiss	Q03014

别名	Hex (YD12595)
----	---------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn