

Acetylcholinesterase (YD19316) Rabbit mAb

货号: AYD14525

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	68kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Synapse, Secreted, Cell membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Terminates signal transduction at the neuromuscular junction by rapid hydrolysis of the acetylcholine released into the synaptic cleft
基因ID	3134
基因名	Ache
Swiss	P21836
别名	Acetylcholinesterase (YD19316)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn