

GABA Transporter 1 (YD19315) Rabbit mAb

货号: **AYD14527**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	67kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse eye,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane, Presynapse
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a gamma-aminobutyric acid (GABA) transporter that localizes to the plasma membrane. The encoded protein removes GABA from the synaptic cleft, restoring it to presynaptic terminals.
基因ID	6529
基因名	SLC6A1
Swiss	P30531
别名	GABA Transporter 1 (YD19315)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn