

— ABLYBIO, Help Your Research



GABA Transporter 1 (YD19315) Rabbit mAb

货号: **AYD14527**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	67kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse eye,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Cell membrane, Presynapse
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a gamma-aminobutyric acid (GABA) transporter that localizes to the plasma membrane. The encoded protein removes GABA from the synaptic cleft, restoring it to presynaptic terminals.
------	--

基因ID	6529
基因名	SLC6A1
Swiss	P30531 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P30531/entry)
别名	GABA Transporter 1 (YD19315),GABA Transporter 1 (YD19315) Rabbit mAb,SLC6A1,Solute carrier family 6 member 1,GBATR,GABT1,GAT1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)