

Fetuin B (YD19306) Rabbit mAb

货号: **AYD14529**

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	42kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Protease inhibitor required for egg fertilization. Required to prevent premature zona pellucida hardening before fertilization, probably by inhibiting the protease activity of ASTL, a protease that mediates the cleavage of ZP2 and triggers zona pellucida hardening (By similarity)
基因ID	26998
基因名	FETUB
Swiss	Q9UGM5
别名	Fetuin B (YD19306)

产品验证

Human plasma

kDa
180 -
130 -
100 -
70 -
55 - ←
40 -
35 -
25 -

15 -
10 -

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn