

— ABLYBIO, Help Your Research



Fetuin B (YD19306) Rabbit mAb

货号: **AYD14529**

产品信息

| | |
|-------|---|
| 反应 | Human,Rat |
| 宿主 | Rabbit |
| 克隆性 | Monoclonal |
| 预测反应 | |
| 应用 | WB IHC-P |
| 推荐浓度 | |
| 理论分子量 | 42kDa |
| 实测分子量 | |
| 形式 | Liquid |
| 保存条件 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物 | Unconjugated |
| 阳性对照 | |
| 细胞定位 | Secreted |
| 纯化 | 亲和纯化 |

抗原信息

| | |
|------|--|
| 抗原信息 | |
|------|--|


靶点信息

| | |
|------|--|
| 研究背景 | Protease inhibitor required for egg fertilization. Required to prevent premature zona pellucida hardening before fertilization, probably by inhibiting the protease activity of ASTL, a protease that mediates the cleavage of ZP2 and triggers zona pellucida hardening (By similarity) |
|------|--|

| | |
|-------|--|
| 基因ID | 26998 |
| 基因名 | FETUB |
| Swiss | Q9UGM5 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9UGM5/entry) |
| 别名 | Fetuin B (YD19306),Fetuin B (YD19306) Rabbit mAb,FETUB,16G2,Fetuin-like protein IRL685,Gugu |

产品验证

Human plasma



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)