

— ABLYBIO, Help Your Research



Phospho-IRE1 (Ser724) (YD31924) Rabbit mAb

货号: **AYD14549**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	110kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NIH/3T3
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane
纯化	亲和纯化

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is the ER to nucleus signalling 1 protein, a human homologue of the yeast Ire1 gene product. This protein possesses intrinsic kinase activity and an endoribonuclease activity and it is important in altering gene expression as a response to endoplasmic reticulum-based stress signals.
------	--

基因ID	2081
基因名	ERN1
Swiss	O75460 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O75460/entry)
别名	Phospho-IRE1 (Ser724) (YD31924),Phospho-IRE1 (Ser724) (YD31924) Rabbit mAb,ERN1,Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1,Inositol-requiring protein 1,Ire1-alpha,IRE1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)