

— ABLYBIO, Help Your Research



ETV2 (YD19108) Rabbit mAb

货号: **AYD14553**

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	37kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Binds to DNA sequences containing the consensus pentanucleotide 5'-CGGA[AT]-3'
基因ID	2116

基因名	ETV2
Swiss	O00321 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/O00321/entry)
别名	ETV2 (YD19108),ETV2 (YD19108) Rabbit mAb,ETV2,Ets-related protein 71,ER71,ETSRP71

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)