

Frataxin (YD19033) Rabbit mAb

货号: **AYD14573**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	23kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,U-87MG,Jurkat,Raji,DU-145,Mouse kidney,Mouse liver,Mouse heart
细胞定位	Mitochondrion, Cytoplasm, cytosol
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This nuclear gene encodes a mitochondrial protein which belongs to the FRATAXIN family. The protein functions in regulating mitochondrial iron transport and respiration. The expansion of intronic trinucleotide repeat GAA from 8-33 repeats to >90 repeats results in Friedreich ataxia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	2395
基因名	FXN
Swiss	Q16595

别名	Frataxin (YD19033)
----	--------------------

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn