

Hsp90 (YD11732) Rabbit mAb

货号: **AYD14576**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P
推荐浓度	
理论分子量	85kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,HeLa,NIH/3T3,Rat brain,PC-12
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm, Melanosome, Cell membrane, Mitochondrion
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is an inducible molecular chaperone that functions as a homodimer. The encoded protein aids in the proper folding of specific target proteins by use of an ATPase activity that is modulated by co-chaperones. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	3320
基因名	HSP90AA1
Swiss	P07900

别名	Hsp90 (YD11732)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn