

— ABLYBIO, Help Your Research



FAM50A (YD14853) Rabbit mAb

货号: **AYD14590**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF
推荐浓度	
理论分子量	40kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,PC-12,NIH/3T3,Mouse placenta
细胞定位	Nucleus
纯化	亲和纯化

抗原信息





抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the FAM50 family. The encoded protein is highly conserved in length and sequence across different species. It is a basic protein containing a nuclear localization signal, and may function as a DNA-binding protein or a transcriptional factor. [provided by RefSeq, Sep 2009]
------	---

基因ID	9130
基因名	FAM50A
Swiss	Q14320 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q14320/entry)
别名	FAM50A (YD14853),FAM50A (YD14853) Rabbit mAb,FAM50A,Protein HXC-26,Protein XAP-5,DXS9928E,HXC 26,XAP5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)

file:///mnt/wwwroot/ablybio_com/public/uploads/datasheet/AY/D/AYD14590.pdf.tmp.9680.html

