

Thrombospondin 1 (YD33394) Rabbit mAb

货号: **AYD14596**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	129kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Rat lung
细胞定位	Secreted, Cell surface, extracellular space, extracellular matrix, Endoplasmic reticulum, Sarcoplasmic reticulum
纯化	

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a subunit of a disulfide-linked homotrimeric protein. This protein is an adhesive glycoprotein that mediates cell-to-cell and cell-to-matrix interactions. This protein can bind to fibronectin, laminin, type V collagen and integrins alpha-V/beta-1. This protein has been shown to play roles in platelet aggregation, angiogenesis, and tumorigenesis.
基因ID	7057
基因名	THBS1
Swiss	P07996

别名	Thrombospondin 1 (YD33394)
----	----------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn