

— ABLYBIO, Help Your Research



RAVER2 (YD20781) Rabbit mAb

货号: **AYD14598**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF IP
推荐浓度	
理论分子量	74kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	亲和纯化

抗原信息





抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May bind single-stranded nucleic acids
基因ID	55225

基因名	RAVER2
Swiss	Q9HCJ3 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/Q9HCJ3/entry)
别名	RAVER2 (YD20781),RAVER2 (YD20781) Rabbit mAb,RAVER2,Protein raver-2,KIAA1579

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)