

— ABLYBIO, Help Your Research



TFPI2 (YD18903) Rabbit mAb

货号: **AYD14610**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	27kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息



抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	May play a role in the regulation of plasmin-mediated matrix remodeling. Inhibits trypsin, plasmin, factor VIIa/tissue factor and weakly factor Xa. Has no effect on thrombin
基因ID	7980

基因名	TFPI2
Swiss	P48307 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P48307/entry)
别名	TFPI2 (YD18903),TFPI2 (YD18903) Rabbit mAb,TFPI2,Placental protein 5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)