

MEK7 (YD18821) Rabbit mAb

货号: **AYD14634**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P FC
推荐浓度	
理论分子量	47kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,HeLa,HL-60,Jurkat,PC-3,K-562,Mouse liver,Mouse testis,Mouse brain
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	

抗原信息


抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a dual specificity protein kinase that belongs to the MAP kinase kinase family. This kinase specifically activates MAPK8/JNK1 and MAPK9/JNK2, and this kinase itself is phosphorylated and activated by MAP kinase kinases including MAP3K1/MEKK1, MAP3K2/MEKK2,MAP3K3/MEKK5, and MAP4K2/GCK. This kinase is involved in the signal transduction mediating the cell responses to proinflammatory cytokines, and environmental stresses. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
基因ID	5609
基因名	MAP2K7

Swiss	O14733
别名	MEK7 (YD18821)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn