

# DPD (YD19150) Rabbit mAb

货号: **AYD14649**

## 产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC
推荐浓度	
理论分子量	111kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	THP-1,Mouse liver
细胞定位	Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息





抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a pyrimidine catabolic enzyme and the initial and rate-limiting factor in the pathway of uracil and thymidine catabolism. Mutations in this gene result in dihydropyrimidine dehydrogenase deficiency, an error in pyrimidine metabolism associated with thymine-uraciluria and an increased risk of toxicity in cancer patients receiving 5-fluorouracil chemotherapy. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
基因ID	1806
基因名	DPYD
Swiss	Q12882

别名	DPD (YD19150)
----	---------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)