

# IRF7 (YD13627) Rabbit mAb

货号: **AYD14652**

## 产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	<a href="#">WB</a> <a href="#">IHC-P</a> <a href="#">ICC/IF</a> <a href="#">FC</a> <a href="#">IP</a>
推荐浓度	
理论分子量	54kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,NIH/3T3
细胞定位	Nucleus, Cytoplasm
纯化	

## 抗原信息





抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	IRF7 encodes interferon regulatory factor 7, a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. IRF7 has been shown to play a role in the transcriptional activation of virus-inducible cellular genes, including interferon beta chain genes. Inducible expression of IRF7 is largely restricted to lymphoid tissue. Multiple IRF7 transcript variants have been identified, although the functional consequences of these have not yet been established.
基因ID	3665
基因名	IRF7
Swiss	Q92985

别名	IRF7 (YD13627)
----	----------------

### 产品验证



### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)