

Protein CASP (YD33462) Rabbit mAb

货号: **AYD14666**

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	77kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	K-562,U-251MG,Jurkat,Mouse heart
细胞定位	Golgi apparatus membrane
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a member of the homeodomain family of DNA binding proteins. It may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation and it may also play a role in the cell cycle progression. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
基因ID	1523
基因名	CUX1
Swiss	Q13948

别名	Protein CASP (YD33462)
----	------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn