

Tissue Factor (YD18292) Rabbit mAb

货号: **AYD14716**

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IP
推荐浓度	
理论分子量	33kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Membrane
纯化	


抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	Initiates blood coagulation by forming a complex with circulating factor VII or VIIa. The [TF:VIIa] complex activates factors IX or X by specific limited proteolysis. TF plays a role in normal hemostasis by initiating the cell-surface assembly and propagation of the coagulation protease cascade
基因ID	3134
基因名	F3
Swiss	P20352
别名	Tissue Factor (YD18292)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn