

FOXC1 (YD18259) Rabbit mAb

货号: **AYD14719**

产品信息

反应	Human, Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	57kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Jurkat,SKOV3,Mouse kidney,Mouse lung,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	

抗原信息




抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it has been shown to play a role in the regulation of embryonic and ocular development. Mutations in this gene cause various glaucoma phenotypes including primary congenital glaucoma, autosomal dominant iridodysgenesis anomaly, and Axenfeld-Rieger anomaly.
基因ID	2296
基因名	FOXC1
Swiss	Q12948

别名	FOXC1 (YD18259)
----	-----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn