

— ABLYBIO, Help Your Research



Hemopexin (YD18188) Rabbit mAb

货号: **AYD14729**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P ICC/IF FC IP
推荐浓度	
理论分子量	52kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HL-60,HepG2,BT-474,Mouse liver,Mouse pancreas
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

抗原信息

抗原信息	
------	--



靶点信息

研究背景	This gene encodes a plasma glycoprotein that binds heme with high affinity. The encoded protein is an acute phase protein that transports heme from the plasma to the liver and may be involved in protecting cells from oxidative stress.
------	--

基因ID	3263
基因名	HPX
Swiss	P02790 (https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02790/entry)
别名	Hemopexin (YD18188),Hemopexin (YD18188) Rabbit mAb,HPX,Beta-1B-glycoprotein

产品验证

Human plasma



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)