

— ABLYBIO, Help Your Research



# Prolactin (YD17050) Rabbit mAb

货号: **AYD14741**

## 产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB IHC-P IP
推荐浓度	
理论分子量	26kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Secreted
纯化	亲和纯化

## 抗原信息

抗原信息	
------	--

## 靶点信息

研究背景	This gene encodes the anterior pituitary hormone prolactin. This secreted hormone is a growth regulator for many tissues, including cells of the immune system. It may also play a role in cell survival by suppressing apoptosis, and it is essential for lactation. Alternative splicing results in multiple transcript variants that encode the same protein.
------	--

基因ID	5617
基因名	PRL
Swiss	P01236 ( <a href="https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01236/entry">https://www.uniprot.org/uniprotkb/P01236/entry</a> )
别名	Prolactin (YD17050),Prolactin (YD17050) Rabbit mAb,PRL

### 产品验证

### 实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn) (<https://www.ablybio.cn/www.ablybio.cn>)