

VEGF Receptor 3 (YD17018) Rabbit mAb

货号: **AYD14748**

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Monoclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	
理论分子量	153kDa
实测分子量	
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.75% BSA,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	LO2,A-549
细胞定位	Cell membrane, Cytoplasm, Nucleus, Secreted
纯化	

抗原信息

抗原信息	
------	--

靶点信息

研究背景	This gene encodes a tyrosine kinase receptor for vascular endothelial growth factors C and D. The protein is thought to be involved in lymphangiogenesis and maintenance of the lymphatic endothelium. Mutations in this gene cause hereditary lymphedema type IA.
基因ID	2324
基因名	FLT4
Swiss	P35916
别名	VEGF Receptor 3 (YD17018)

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn